

# Phoenix

Este estado de arte, joelho protésico, fornece um baixo peso, função e durabilidade inigualável, para amputados transfemorais que tenham moderada a alta atividade. Todos os eixos de carga garantem uma ação suave sem igual. O dispositivo e o seu leque de ajuste proporcionam uma cadência variável com uma marcha ótima.



## TKG-4P00AW

### PHOENIX GRAPHITE JOELHO PNEUMÁTICO 4-BARRAS

- 1 Controle Pneumático Fase Balanço
- 2 Construção ultra-leve em grafite
- 3 Clássico e *fashion*

#### Informação Técnica

|                        |   |
|------------------------|---|
| Material               | Fibra   |
| Carbono Altura Sistema | 260 mm  |
| Peso Sistema           | 920 g   |
| Ângulo Máximo Flexão   | 130°  |
| Peso Máximo Utilizador | 125 kg  |
| Nível Atividade        |  |



**TEH LIN**  
Explore New Life

No.7, Wuquan 7th Rd., Wugu Dist.,  
New Taipei City 24890, Taiwan

T +886-2-2299-1901

F +886-2-2299-1030

E [service.global@tehlin.com](mailto:service.global@tehlin.com)

[www.tehlin.com](http://www.tehlin.com)

© TEHLIN MA054A